




#### Incubadora radiante





# Sencilla y versátil

Soporte total que va del tratamiento posnatal al tratamiento en la UCI neonatal. Posibilidad de elegir entre diversos modelos muy rentables.





Montaje en pared



para dispensar cuidados neonatales. Pueden montarse accesorios opcionales suficientes



Las intervenciones quirúrgicas pueden realizarse con seguridad en la UCI neonatal.

## Amplio espacio de trabajo para tratamiento quirúrgico

Facilidad para utilizar el equipo de anestesia.

 Con el riel de accesorios se puede montar fácilmente una amplia gama de luz de exploración, monitor de peso, bomba de jeringa, etc. dispositivos periféricos, como la unidad de reanimación (respirador con pieza en T, mezclador de oxígeno y unidad de aspiración), unidad de fototerapia,



La luz LED ayuda al personal médico a observar al lactante.

#### Función

recién nacido. para liberar el estrés del "respetuosa con el bebé"

#### ◆ Reduce el estrés del bebé y facilita la dispensación de cuidados diarios



Protector infantil con amortiguador giratorio muy silencioso.



Rueda doble que permite un transporte estable y sencillo.











Puede realizarse reanimación inmediata y segura.

\*El temporizador CPR avisa al usuario para evaluar el estado de salud del bebé cada 30 segundos.



 En el riel de accesorios se pueden montar la unidad de reanimación (respirador con pieza en T, mezdador de oxígeno y unidad de aspiración) y el monitor de peso.



Armario/ Inclinable

Diseño de servicios.

Sunflower Warmer Armario/Inclinable



<b>2.</b>	
8	
0,1	
	13

	18
8	

	Soporte fijo	Armario	Temporizador Apgar Immorizador Apgar Immorizador CPR Indinación de la platón del colcinón Indinación de la platón del colcinón Indinación del platón del colcinón Indinación del platón del colcinón Indinación del colcinón
Soporte fijo		Temporizador CPR Inclinación de la plataforma del colchón  Amortiguador giratorio  Cajón	Temporizador Apgar
Soporte fijo   Temporizador Apgar	Temporizador Apgar	Inclinación de la plataforma del colchón V Amortiguador giratorio V Cajón —	Temporizador CPR
Soporte fijo  Temporizador Apgar   Temporizador CPR	Temporizador Apgar   Temporizador CPR   ✓	Amortiguador giratorio / Cajón -	Inclinación de la plataforma del colchón
Soporte fijo Temporizador Apgar V Temporizador CPR Inclinación de la plataforma del colchón	Temporizador Apgar  Temporizador CPR  V Indinación de la plataforma del colchón	Cajón –	Amortiguador giratorio
Soporte fijo  Temporizador Apgar  Temporizador CPR Indinación de la plataforma del colchón  Amortiguador giratorio	Temporizador Apgar  Temporizador CPR  Inclinación de la plataforma del colchón  Amortiguador giratorio		Cajón
Soporte (ijo Soporte (ijo Temporizador Apgar / Framporizador CPR / Framporizador GPR / Framporizador GPR / Framporizador GPR / Framporizador giratório / Framporizador giratório / Framporizador giratório / Framporizador G	Temporizador Apgar   Temporizador CPR Indinación de la plataforma del colchón  Amortiguador giratorio  Cajón  Amario    Camario     Temporizador Apgar		Rueda doble
Soporte fijo / Femporizator Apgar / Femporizator Apgar / Femporizator CPR / Femporizator	Temporizador Apgar / Temporizador Apgar / Temporizador Apgar / Temporizador Apgar / Temporizador General del colchón / Amerina / Cajón / Amerina / Temporizador General / Temporia / Tempor	Rueda doble	Rueda individual
Sospote light of the product of the	Temporizator Apgar / Temporizator CAP / Temporizator CAP / Temporizator General / Temporiza	Rueda doble   Rueda individual	Abertura para bandeja de cassette de rayos X

Armario — Rueda doble    Rueda individual    Abertura para bandeja de cassette de rayos X    Abertura para bandeja de cassette	Amortiguador giratorio ✓ Cajón  ▲	Inclinación de la plataforma del colchón 🗸	Temporizador Apgar ✓
--	-----------------------------------	--	----------------------

### Sunflower Warmer Armario



	ueda individual	ueda doble	rmario	ajón	mortiguador giratorio	clinación de la plataforma del colchón	emporizador CPR	emporizador Apgar	oporte fijo	oporte HL	
,	I	<	<	1	۲,	1	۲,	4	<		

## Diseño maniobrable.

Sunflower Warmer









Cajón, 2 capas Para Infa Warmer i/ Sunflower Warmer Código de Atom. 60983



Cajón de cierre automático que se cierra de forma lenta y silenciosa.



Mango Código de Atom. 60899



La Sunflower se puede trasladar muy cómodamente altura del operario. La posición vertical del asa se puede ajustar fácilmente a la



La percha de drenaje se utiliza para colgar un aspirador continuo de baja presión y u na bolsa de drenaje en la Sunflower Warmer.



Porta tubos Código de Atom. 60871







Estante

Para Sunflower Warmer Código de Atom. 60984

Juego de bandejas (S) Código de Atom. 61618



La posición vertical del juego de bandejas (S) se puede ajustar fácilmente a la altura

del operario.

En esta pequeña bandeja
se puede colocar todo el
instrumental de pequeño tamaño
necesario para realizar
procedimientos médicos rutinarios.









Código de Atom. 60350

Cesta Con brazo para riel de accesorios

Código de Atom. 60894

monitor Philips
Para riel de accesorios Bandeja para



El monitor Philips se puede montar en la mesa del monitor



#### Código de Atom. 61616

Para riel de accesorios (Apto para izquierda y derecha) Riel multifunción







## Código de Atom 60893 Soporte De Venoclisis

Para riel de accesorios





## Código de Atom. 61647/61640(sólo para USA)

Weight Monitor Unit Para Infa Warmer i/



colchón siempre que quiera Puede pesar a un bebé tumbado en la plataforma del









Con una luz LED y un sensor de movimiento manos libres, esta luz de exploración está pensada para favorecer la luminosidad y la higiene.





#### Código de Atom. 60362 Resusci Flow





"Resusci Flow" es una unidad de reanimación que practica respiración artificial a una presión estable.

- El funcionamiento sencillo facilita la reanimación.
  Función de seguridad para proteger la respiración del recién nacido.
  Aplica respiración artificial en diversas situaciones.



#### Código de Atom. 60361



## Fototerapia efectiva y ahorro de espacio

- \*Tratamiento de fototerapia efectivo mediante LED azules.
  Aglizza el alta hospitalaria mediante la reducción del tiempo de tratamiento al proporcionar una alta intensidad de irradiación y una longitud de onda efectiva.
- La unidad se puede montar en el riel de accesorios sin utilizar un soporte para ahorrar espacio alrededor de la incubadora.
- Con solo pulsar un botón se cambia a la luz de exploración El estado del babe se puede supervisar con la luz de exploración (LED blancos). La función de atenuación es ideal para dispensar cuidados orientados al desarrollo.

10

#### Línea de productos

Sunflower Warmer						
Tipo	Código de Atom	Descripción				
Alto-Bajo/	61564	AC120V±10%				
Inclinable	61565	AC230V±10%				
Armario/ Inclinable	61566	AC120V±10%				
	61567	AC230V±10%				
Armario/Acero	61568	AC120V±10%				
	61569	AC230V±10%				

Tipo	Código de Atom	Descripción
Armario/Madera	61570	AC120V±10%
	61571	AC230V±10%
Base	61572	AC120V±10%
	61573	AC230V±10%
Montaje	61574	AC120V±10%
en pared	61575	AC230V±10%

Fabricante: ATOM MEDICAL CORPORATION

3-18-15, Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo, JAPÓN http://www.atomed.co.jp

 $\textbf{Exportador:} \ \boldsymbol{\Lambda} \textbf{TOM} \ \ \boldsymbol{MEDIC} \boldsymbol{\Lambda} \boldsymbol{L} \ \boldsymbol{INTERN} \boldsymbol{\Lambda} \boldsymbol{TION} \boldsymbol{\Lambda} \boldsymbol{L}, \boldsymbol{INC}.$ 

lwakata Bldg., 3-18-16, Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo, JAPÓN Teléfono: + 81 3 3815 2941 Fax: + 81 3 3812 9670/4080